

Pe/Cianina7 Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd3E Para Citometria De Fluxo - P22646

Número do item: CM0009743



introdução

Anticorpo monoclonal anti-Mouse CD3e de Hamster Armênio conjugado com PE/Cianina7 para detecção por citometria de fluxo do CD3e de camundongo, uma glicoproteína de superfície de células T envolvida na imunidade adaptativa - P22646.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cianina7 Hamster Armênio anti-Mouse CD3e mAb
Observações/Apelido	CD3; T3e; CD3epsilon
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	916
GeneID	12501
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Hamster Armênio
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P22646
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo