

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) Pe/Cianina7 Para Citometria De Fluxo - P05533

Número do item: CM0004378

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 direcionado ao Ly-6A/E (Sca-1) de camundongo para citometria de fluxo. Validado para reatividade em camundongos; ideal para estudos de células-tronco e ativação de células T. Fornecimento completo em um só lugar com CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) mAb PE/Cianina7
Observações/Apelido	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Espécie	Camundongo
ID do Gene	110454
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-111 do Ly-6A/E (Sca-1) de camundongo (NP_034868.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05533
Peso da Proteína	115kDa
Envio	Saco de gelo