

Mab Anti-Cadeia B Do Tcr De Camundongo Pe/Cyanine7 Para Fc - A0A0B4J1G9

Número do item: CM0011133

introdução

Anticorpo monoclonal conjugado com PE/Cyanine7 contra a cadeia β do TCR de camundongo (hamster-armênio, validado para FC). Confiável para a detecção por citometria de fluxo de TCR β em amostras de camundongo. - A0A0B4J1G9

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb anti-cadeia β do TCR de camundongo PE/Cyanine7
Observações/Apelido	Tib; TCRbeta
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	28614
GeneID	21577
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintetizado derivado da cadeia β do TCR de camundongo.
Fonte	Hamster-armênio
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	A0A0B4J1G9
Peso da proteína	13 kDa
Envio	Bolsa de gelo