

Anticorpo Monoclonal PE/Cianina7 De Camundongo Anti-Humano Cd11B Para Citometria De Fluxo - P11215

Número do item: CM0012509



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com PE/Cianina7 direcionado ao CD11b humano (Integrina alfa-M). Validado para citometria de fluxo, este anticorpo se liga especificamente a um receptor mieloide de 127 kDa expresso em monócitos e granulócitos. Ideal para aplicações de pesquisa em inflamação e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE/Cianina7 de Camundongo anti-Humano CD11b
Observações/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Espécie	Humano
ID do Gene	3684
Imunógeno	Um peptídeo sintetizado derivado do CD11b humano
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11215
Peso da Proteína	127kDa
Envio	Bolsa de gelo