

## Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Cd11C Humano Pe/Cyanine7 Para Fc - P20702

Número do item: CM0009887



### introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com PE/Cyanine7 específico para CD11c humano (Integrina alfa-X, 128 kDa). Adequado para citometria de fluxo, reconhece um receptor de fibrinogênio em monócitos/granulócitos envolvido na inflamação e na eritrofagocitose. - P20702

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de Camundongo anti-CD11c Humano PE/Cyanine7 |
| Observações/Apelido | CD11C; SLEB6                                    |
| Espécie             | Humano                                          |
| GeneID              | 3687 (Humano)                                   |
| Imunógeno           | Proteína recombinante de CD11c humano           |
| Origem              | Camundongo                                      |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                          |
| Aplicação           | FC                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano                                          |
| SWISS               | P20702                                          |
| Peso da Proteína    | 128 kDa                                         |
| Envio               | Bolsa de gelo                                   |