

Mab De Camundongo Anti-Cd45Ro Humano Conjugado Com Pe/Cyanine7 - P08575

Número do item: CM0008459



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo anti-CD45RO humano de alta qualidade conjugado com PE/Cyanine7 para citometria de fluxo (FC). Reconhece a isoforma CD45RO humana de PTPRC, um marcador chave de ativação de células T. Ideal para pesquisa imunológica e diagnóstico clínico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de camundongo anti-CD45RO humano conjugado com PE/Cyanine7
Observações/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunógeno	Peptídeo sintético derivado de CD45RO humano
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08575
Peso da Proteína	136kDa
Envio	Bolsa de gelo