


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe/Cianina7 Anti-Humano Axl Para Citometria De Fluxo - P30530

Número do item: CM0007924



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 contra AXL humano (UFO). Adequado para citometria de fluxo (FC) em amostras humanas. AXL é uma tirosina quinase receptora envolvida na sobrevivência celular, proliferação e entrada viral. Peso proteico: 98 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE/Cianina7 Anti-Humano AXL
Observações/Apelido	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	558
GeneID	558
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-449 do AXL humano (NP_068713.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso Proteico	98kDa
Envio	Em saco de gelo