

PE/Cianina7 Coelho Anti-Humano Cd13/Anpep Mab Para Fc - P15144

Número do item: CM0011856



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 direcionado ao CD13/ANPEP humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem, análise de vascularização tumoral e estudos de receptor viral. - P15144

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cianina7 Coelho anti-Humano CD13/ANPEP mAb
Observações/Apelido	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	290
ID do Gene	290
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 69-967 do CD13/ANPEP humano (NP_001141.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15144
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Saco de gelo