

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd2 Conjugado Com Pe/Cyanine7 Para Fc - P06729

Número do item: CM0006000



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cyanine7 contra CD2 humano (T11/LFA-2) para citometria de fluxo, validado para amostras humanas. Ideal para estudos de adesão e ativação de células T e células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cyanine7 Coelho anti-Humano CD2 mAb
Observações/Apelido	T11; SRBC; LFA-2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	914
GeneID	914
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-209 do CD2 humano (NP_001758.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo