


PE/Cyanine7 Coelho Anti-Humano Cd314 Anticorpo Monoclonal Para Fc - P26718

Número do item: CM0005389



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cyanine7 direcionado ao CD314 (NKG2D) humano para citometria de fluxo. Reconhece uma proteína de membrana do tipo II de 25kDa envolvida na imunovigilância mediada por células NK. Adequado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cyanine7 Coelho anti-Humano CD314 mAb
Observações/Apelido	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22914
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 73-216 do CD314 humano (NP_031386.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P26718
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo