

Anticorpo Monoclonal Pe/Cianina7 Coelho Anti-Humano Cd33 Para Citometria De Fluxo - P20138

Número do item: CM0004511



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano CD33 conjugado com PE/Cianina7 para citometria de fluxo. Reconhece CD33 (Siglec-3, p67) em células monócitas/mieloide. Reage cruzadamente com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE/Cianina7 Coelho anti-Humano CD33
Observações/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	945
GeneID	945
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-259 do CD33 humano (NP_001763.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20138
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo