

Mab De Coelho Anti-Cd38 Humano Pe/Cianina7 Para Fc - P28907

Número do item: CM0008346



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 contra CD38 humano para citometria de fluxo. CD38 é uma ectoenzima multifuncional e um receptor envolvido na sinalização do cálcio e na migração de linfócitos. Reatividade da espécie: Humana. SWISS: P28907.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD38 humano PE/Cianina7
Observações/alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	952
GeneID	952
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-300 do CD38 humano (P28907).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P28907
Peso da proteína	13 kDa/34 kDa
Envio	Bolsa de gelo