

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd42B Humano Pe/Cianina7 Para Fc - P07359

Número do item: CM0008377



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7, direcionado ao CD42b humano (cadeia alfa da glicoproteína Ib plaquetária) para citometria de fluxo. Reconhece a proteína GP1BA nativa nas plaquetas humanas, sendo ideal para pesquisas sobre adesão plaquetária e hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD42b Humano PE/Cianina7
Observações/Apelidos	BSS, GP1B, VWDP, CD42B, GPIbA, BDPLT1, BDPLT3, DBPLT3, GPIbalfa, CD42b-alfa
Espécie	Humana
ID do Gene	2811
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 15-531 do CD42b humano (NP_000164.5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P07359
Peso da Proteína	72 kDa
Envio	Bolsa de gelo