

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd45Rb Humano Pe/Cyanine7 Para Citometria De Fluxo - P08575-9

Número do item: CM0012415

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cyanine7, direcionado ao CD45RB humano (isoforma 7 do PTPRC). Recomendado para citometria de fluxo. Detecta o antígeno leucocitário comum, sendo adequado para a imunofenotipagem de amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD45RB Humano PE/Cyanine7
Observações/Apelidos	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5788
ID do Gene	5788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-463 do CD45RB humano (XP_006711537.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08575-9
Peso da Proteína	135 kDa
Envio	Bolsa de gelo