


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd5 Pe/Cianina7 Para Citometria De Fluxo - P06127

Número do item: CM0005499



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 direcionado ao CD5 humano (T1/Leu-1), um receptor de superfície de células T pan e células B1a. Validado para citometria de fluxo, ideal para imunofenotipagem e estudos de sinalização de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD5 PE/Cianina7
Observações/Alias	T1; LEU1
Espécie	Humano
GeneID	921
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-371 do CD5 humano (NP_055022.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06127
Peso Proteico	55kDa
Transporte	Bolsa de gelo