

Anticorpo Monoclonal PE/Cianina7 Coelho Anti-Humano Cd56/Ncam1 Para Citometria De Fluxo - P13591

Número do item: CM0011076



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 contra CD56/NCAM1 humano (SWISS P13591), validado para citometria de fluxo. Derivado de imunogênio recombinante (aa 20-413). Útil para estudos de adesão neuronal e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE/Cianina7 Coelho anti-Humano CD56/NCAM1
Observações/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4684
GeneID	4684
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-413 do CD56/NCAM1 humano (NP_851996.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Bolsa de gelo