

Anticorpo Monoclonal PE/Cianina7 Coelho Anti-Humano Cd8B Para Fc - P10966

Número do item: CM0010212

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 direcionado a CD8b humano (P10966) para citometria de fluxo. Adequado para estudo de resposta imune e funções de coreceptor de linfócitos T. Reação cruzada com humanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE/Cianina7 Coelho anti-Humano CD8b
Observações/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	926
GeneID	926
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-170 da CD8b humana (NP_004922.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P10966
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo