

Anticorpo Monoclonal Pe/Cianina7 Coelho Anti-Humano Cd90/Thy1 Para Citometria De Fluxo - P04216

Número do item: CM0004421

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 contra CD90/Thy1 humano, projetado para aplicações em citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa em biologia de células-tronco, neurociência e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE/Cianina7 Coelho anti-Humano CD90/Thy1
Observações/Alias	CD90; CDw90
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7070
GeneID	7070
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-130 de CD90/Thy1 humano (NP_006279.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04216
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Bolsa de gelo