

Anticorpo Monoclonal PE/Cianina7 Coelho Anti-Humano Cr2/Cd21 Para Citometria De Fluxo - P20023

Número do item: CM0005392



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano CR2/CD21 conjugado com PE/Cianina7 validado para citometria de fluxo. Reconhece o coreceptor de célula B CR2 (CD21, receptor de C3d) envolvido nas vias do complemento e na infecção por EBV. Adequado para pesquisa em imunologia humana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE/Cianina7 Coelho anti-Humano CR2/CD21
Observações/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1380
ID do Gene	1380
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-971 do CR2/CD21 humano (NP_001868.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20023
Peso Proteico	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
Envio	Bolsa de gelo