

PE/Cyanine7 Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano FcεR1A Para Fc - P12319

Número do item: CM0010229



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cyanine7 direcionado ao FcεR1α humano (Fc-epsilon RI-alpha), o receptor de IgE de alta afinidade. Validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para pesquisa de alergia e mastócitos/basófilos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cyanine7 Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-Humano FcεR1α
Observações/Alias	FCE1A; FcERI; FCERIA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2205
GeneID	2205
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-205 do FcεR1α humano (NP_001992.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P12319
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo