


Anticorpo Monoclonal Pe/Cianina7 Coelho Anti-Humano Ifn-Gama Para Citometria De Fluxo Intracelular - P01579

Número do item: CM0005730



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 direcionado ao IFN-gama humano. Validado para citometria de fluxo intracelular, ideal para detectar a produção de citocinas em células T e NK ativadas durante estudos de resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano IFN-gama PE/Cianina7
Observações/Alias	IFG; IFI; IMD69
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3458
ID do Gene	3458
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-166 do IFN-gama humano (NP_000610.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (Intracelular)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso da Proteína	19kDa
Transporte	Bolsa de gelo