

Pe/Cianina7 Coelho Anti-Humano Liltrb4/Cd85K/Ilt3 Mab - Q8Nhj6

Número do item: CM0012662



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 direcionado ao LILRB4 humano (CD85k/ILT3), um importante receptor inibitório imune. Validado para citometria de fluxo, adequado para estudos sobre tolerância imunológica, regulação de monócitos e imunologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cianina7 Coelho anti-Humano LILRB4/CD85k/ILT3 mAb
Observações/Apelido	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11006
GeneID	11006
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-259 do LILRB4/CD85k/ILT3 humano (NP_001265355.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NHJ6
Peso Proteico	49kDa
Remessa	Saco de gelo