

Mab De Coelho Anti-Pd-L1/Cd274 Humano Conjugado Com Pe/Cyanine7 Para Citometria De Fluxo - Q9Nzq7

Número do item: CM0009410



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cyanine7 direcionado ao PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7). Projetado para citometria de fluxo, este anticorpo auxilia no estudo de vias de checkpoint imunológico e evasão imune tumoral em pesquisa e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-PD-L1/CD274 Humano conjugado com PE/Cyanine7
Observações/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Espécie	Humano
GeneID	29126
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZQ7
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo