


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe/Cyanine7 Anti-Tnf-A Humano Para Fc (Intra) - P01375

Número do item: CM0005069



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cyanine7 contra TNF- α humano (cachectina, TNFSF2). Projetado para citometria de fluxo intracelular. Reconhece TNF- α humano; ideal para pesquisa em inflamação, doenças autoimunes e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE/Cyanine7 Anti-TNF- α Humano
Observações/Apelido	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alfa
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7124
GeneID	7124
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 77-233 do TNF- α humano (NP_002344.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01375
Peso Proteico	26kDa
Transporte	Saco de gelo