

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe/Cyanine7 Anti-Cd19 Humano/Macaco - Cd19

Número do item: CM0004649

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE/Cyanine7 direcionado ao CD19 para citometria de fluxo. Reage cruzadamente com humano e macaco cinomolgo. Imunogênio recombinante, alvo de 63kDa. Ideal para pesquisa de linfoma de células B e imunoterapia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho PE/Cyanine7 anti-CD19 Humano/Macaco
Observações/Apêndice	CD19
Espécie	Macaco
ID do Gene (Humano)	930
ID do Gene (Macaco)	102145514
Imunogênio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-292 do CD19 de macaco (XP_005591597.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus (Cinomolgo)
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Em saco de gelo