

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Macaco Cd20 Conjugado Com Pe/Cianina7 Para Fc - P11836

Número do item: CM0005912



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 direcionado ao CD20 humano, validado para citometria de fluxo. Reage cruzadamente com macaco cinomolgo. Ideal para aplicações de pesquisa em desenvolvimento, diferenciação de células B e imunoterapia no contexto de imunofenotipagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cianina7 Coelho anti-Humano/Macaco CD20 mAb
Observações/Apelido	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	931
ID do Gene	931
Imunogénio	Peptídeo Sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do CD20 humano mAb (NP_068769.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P11836
Peso Proteico	14kDa/33kDa
Envio	Saco de gelo