

Anticorpo Monoclonal PE/Cianina7 Coelho Anti-Humano/Macaco Cd25 Para Citometria De Fluxo - P01589

Número do item: CM0008215



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 direcionado ao CD25 humano e de macaco cynomolgo. Desenvolvido para detecção por citometria de fluxo do receptor alfa de IL-2 em linfócitos T reguladores e ativados. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE/Cianina7 Coelho anti-Humano/Macaco CD25
Observações/Alíase	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3559
ID do Gene	3559
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-213 do CD25 humano (NP_000408.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P01589
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo