

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd3 Pe/Cyanine7 Para Fc - P07766

Número do item: CM0008393



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cyanine7 que visa a cadeia épsilon do CD3 humano e de macaco cinomolgo. Validado para aplicações de citometria de fluxo. Ideal para identificação de linfócitos T e pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cyanine7 Coelho anti-Humano/Macaco CD3 mAb
Observações/Apelido	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	916
ID do Gene	916
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-126 do CD3 humano (NP_000724.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P07766
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo