


Anticorpo Monoclonal De Coelho PE/Cianina7 Anti-Cd4 Humano/Macaco Para Fc - P01730

Número do item: CM0006200



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE/Cianina7 direcionado ao CD4 humano e de macaco cinomolgo, validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de células T auxiliares e função imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE/Cianina7 Anti-CD4 Humano/Macaco
Observações/Apelido	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	920
Imunógeno	Proteína recombinante do CD4 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso Molecular da Proteína	51kDa
Envio	Em saco de gelo