

Pe/Cianina7 Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Macaco Cd45Ra Para Fc - P08575-8

Número do item: CM0010571

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho PE/Cianina7 contra CD45RA (isoforma P08575-8). Validado para reatividade cruzada humana e com cinomolgo, adequado para detecção por citometria de fluxo do antígeno leucocitário de 138 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cianina7 Anticorpo monoclonal de coelho anti-Humano/Macaco CD45RA
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5788
ID do Gene	5788
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-482 do CD45RA humano (P08575-8)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575-8
Peso da Proteína	138kDa
Envio	Saco de gelo