


Anticorpo Monoclonal PE/Cianina7 Coelho Anti-Humano/Macaco Cd8A Para Citometria De Fluxo - P01732

Número do item: CM0008197



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 contra CD8a humano e macaco cynomolgo (SWISS: P01732). Validado para citometria de fluxo (CF) na detecção de subconjuntos de linfócitos T CD8+ e células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE/Cianina7 Coelho anti-Humano/Macaco CD8a
Observações/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	925
GeneID	925
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-182 da CD8A humana (NP_001759.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P01732
Peso da Proteína	21kDa/25kDa/30kDa
Envio	Bolsa de gelo