


Anticorpo Monoclonal PE/Cianina7 Coelho Anti-Humano/Macaco IgD Para Fc - P01880

Número do item: CM0011960



introdução

Anticorpo Monoclonal PE/Cianina7 Coelho anti-Humano/Macaco IgD para citometria de fluxo. Tem como alvo IgD (delta constante da cadeia pesada de imunoglobulina) para estudos de células B e pesquisa de sinalização imunológica. Reatividade para humanos e macacos cynomolgus. P01880.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE/Cianina7 Coelho anti-Humano/Macaco IgD
Observações/Alias	delta constante da cadeia pesada de imunoglobulina
Espécie	Humano
ID do Gene	3495
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-384 da IgD humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01880
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo