

Anticorpo Monoclonal PE/Cianina7 Coelho Anti-Humano/Macaco PD-1/Cd279 Para Fc - Q15116

Número do item: CM0012785



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 direcionado a PD-1/CD279 humano e de macaco. Validado para citometria de fluxo, este anticorpo de checkpoint imunológico é ideal para estudos de exaustão de células T e aplicações de imunoterapia contra o câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE/Cianina7 Coelho anti-Humano/Macaco PD-1/CD279
Observações/Apelidos	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5133
GeneID	5133
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-168 de PD-1/CD279 humano (NP_005009.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	Q15116
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo