

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd105/Endoglin Conjugado Com Pe/Cianina7 Para Citometria De Fluxo - Q63961

Número do item: CM0008596

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 direcionado ao CD105/Endoglin de camundongo. Validado para citometria de fluxo, permite a detecção de células endoteliais e é adequado para pesquisas sobre angiogênese, cardiovascular e sinalização TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cianina7 Coelho anti-Mouse CD105/Endoglin mAb
Observações/Apelido	Endo; CD105; S-endoglin
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	2022
ID do Gene (Camundongo)	13805
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-581 do CD105 de camundongo (NP_031958.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q63961
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco de gelo