


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe/Cyanine7 Anti-Cd11B De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P05555

Número do item: CM0010974



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE/Cyanine7 contra CD11b de camundongo (integrina alfa-M). Validado para citometria de fluxo. Reage com camundongo. Tem como alvo o receptor de adesão de células imunes envolvido na fagocitose e inflamação. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE/Cyanine7 Anti-CD11b de Camundongo
Observações/Apelido	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3684
ID do Gene	16409
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 143-337 do CD11b de camundongo (NP_032427.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05555
Peso Proteico	127kDa
Transporte	Em saco de gelo