

Pe/Cianina7 Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd150/Slam Para Citometria De Fluxo - Q9Qum4

Número do item: CM0008376

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 contra CD150 (SLAM) de camundongo. Para citometria de fluxo, detecta o recetor de autoligando que modula a ativação e diferenciação de células imunes. Adequado para imunofenotipagem e pesquisa sobre sinalização mediada por SLAM em células T, células B e macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cianina7 Coelho anti-Mouse CD150/SLAM mAb
Observações/Apelido	Slam, CD150, IPO-3, CDw150, ESTM51, 4933415F16
Espécie	Camundongo
ID de Gene (Humano)	6504
ID de Gene	27218
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-242 do CD150/SLAM de camundongo (NP_038758.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QUM4
Peso da Proteína	36kDa/38kDa
Envio	Saco de gelo