


Pe/Cianina7 Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd206/Mmr Para Citometria De Fluxo - Q61830

Número do item: CM0012285



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 contra CD206/MMR de camundongo, ideal para detecção por citometria de fluxo de macrófagos. Validado em amostras de camundongo. Parte do fornecimento de matérias-primas para IVD tudo-em-um da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cianina7 Coelho anti-Mouse CD206/MMR mAb
Observações/Apelido	MR; CD206
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4360
GeneID	17533
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-154 do CD206/MMR de camundongo (NP_032651.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra), FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61830
Peso da Proteína	165 kDa
Envio	Saco com gelo