

Anticorpo Monoclonal PE/Cianina7 Coelho Anti-Camundongo Cd223/Lag-3 Para Citometria De Fluxo - Q61790

Número do item: CM0004877



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 contra LAG-3 (CD223) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudos de regulação de pontos de controle imunológicos, exaustão de linfócitos T e imunologia tumoral em modelos murinos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE/Cianina7 Coelho anti-Camundongo CD223/LAG-3
Observações/Alias	Ly66; CD223; LAG-3
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3902
GeneID	16768
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-442 da CD223/LAG-3 de camundongo (NP_032505.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61790
Peso Proteico	57 kDa
Envio	Bolsa de gelo