

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd23 Conjugado Com Pe/Cianina7 Para Citometria De Fluxo - P20693

Número do item: CM0009490

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 direcionado ao CD23 de camundongo (FcεRII), validado para citometria de fluxo. Receptor de baixa afinidade para IgE, essencial para a diferenciação de células B e regulação de IgE em pesquisas de imunologia murina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cianina7 Coelho anti-Mouse CD23 mAb
Observações/Apelido	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	2208
GeneID	14128
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-331 do CD23 de camundongo (NP_038545.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P20693
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo