

Anticorpo Monoclonal PE/Cyanina7 Coelho Anti-Rato Cd25 Para Fc - P01590

Número do item: CM0012637

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cyanina7 direcionado ao CD25 de rato (IL-2RA). Otimizado para aplicações de citometria de fluxo. Reconhece a subunidade alfa do receptor de interleucina-2 de 31 kDa, fundamental na tolerância imun mediada por Tregs.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb PE/Cyanina7 Coelho anti-Rato CD25
Observações/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3559
GeneID	16184
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-236 do CD25 de rato (NP_032393.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P01590
Peso Proteico	31kDa
Envio	Bolsa de gelo