

Pe/Cianina7 Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd34 Para Fc - Q64314

Número do item: CM0009139

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 direcionado ao CD34 de camundongo para citometria de fluxo. Reage com camundongo. Adequado para identificação de células-tronco hematopoiéticas, análise de medula óssea e estudos de adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cianina7 mAb de Coelho anti-Mouse CD34
Observações/Apelido	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	947
ID do Gene	12490
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-287 do CD34 de camundongo (NP_598415.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q64314
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco com gelo