


PE/Cianina7 Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd38 Para Citometria De Fluxo - P56528

Número do item: CM0011678



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 contra CD38 de camundongo para citometria de fluxo. Reage com CD38 de camundongo, uma glicoproteína transmembrana envolvida na mobilização de cálcio e sinalização de células imunes. Ideal para pesquisas de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cianina7 Coelho anti-Mouse CD38 mAb
Observações/Apelido	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	952
ID do Gene	12494
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P56528
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo