

Pe/Cyanine7 Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd4 Para Citometria De Fluxo - P06332

Número do item: CM0006148

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cyanine7 que visa o CD4 de camundongo. Validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar o desenvolvimento de células T auxiliares, a resposta imune e a diferenciação de macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cyanine7 Coelho anti-Mouse CD4 mAb
Observações/Apelido	L3T4; Ly-4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	12504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-394 do CD4 de camundongo (NP_038516.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06332
Peso da Proteína	51kDaPeso da Proteína
Envio	Saco com gelo