

Anticorpo Monoclonal PE/Cyanine7 Coelho Anti-Rato Cd44 Para Fc - P15379

Número do item: CM0011066



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 direcionado a CD44 de rato (Ly-24/Pgp-1/HERMES). Validado para aplicações de citometria de fluxo (FC). Apenas para uso em pesquisa, ideal para estudos de homing de linfócitos, adesão e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE/Cyanine7 coelho anti-rato CD44
Observações/Apelido	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Espécie	Rato
GeneID (humano)	960
GeneID	12505
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-176 do CD44 de rato (NP_033981.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P15379
Peso da Proteína	86kDa
Transporte	Bolsa de gelo