

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd48 De Camundongo Pe/Cyanine7 (Citometria De Fluxo) - P18181

Número do item: CM0008031



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cyanine7, direcionado contra CD48 de camundongo (SLAMF2), validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a ativação de linfócitos, a função das células NK e a formação da sinapse imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD48 de camundongo PE/Cyanine7
Observações/alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	962
ID do gene	12506
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-216 de CD48 de camundongo (NP_031675.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P18181
Peso da proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo