

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd56/Ncam Conjugado Com Pe/Cianina7 Para Citometria De Fluxo - P13595

Número do item: CM0007778



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 que visa o CD56/NCAM de camundongo. Validado para citometria de fluxo, permitindo a detecção precisa da molécula de adesão celular neural em amostras de camundongo. Ideal para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE/Cianina7 mAb de Coelho anti-Mouse CD56/NCAM
Observações/Apelido	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4684
ID do Gene	17967
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-711 do CD56 de camundongo (NP_001106675.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P13595
Peso Proteico	119 kDa
Envio	Saco de gelo