

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe/Cianina7 Anti-Cd62L De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P18337

Número do item: CM0012439

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cianina7 contra CD62L (L-selectina) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Liga-se a uma molécula de adesão leucocitária chave que media a migração de linfócitos para os linfonodos. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE/Cianina7 Anti-CD62L de Camundongo
Observações/Apelido	Lnh; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-selectina
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	6402
GeneID (camundongo)	20343
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-332 do CD62L de camundongo (NP_035476.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18337
Peso Proteico	42kDa
Envio	Em saco de gelo