


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd8A De Camundongo Conjugado A Pe/Cyanine7 Para Fc - P01731

Número do item: CM0011857



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD8a de camundongo conjugado a PE/Cyanine7, validado para citometria de fluxo. Específico para CD8a de camundongo, um correceptor do MHC de classe I, permitindo a análise de células T citotóxicas em pesquisas imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD8a de camundongo conjugado a PE/Cyanine7
Observações/Apelido	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	941
GeneID	12525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-196 de CD8a de camundongo (NP_001074579.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P01731
Peso da proteína	27 kDa
Transporte	Bolsa de gelo