

Pe/Cyanine7 Acmo De Coelho Anti-Cd90.2 De Camundongo Para Fc - P01831

Número do item: CM0012694

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cyanine7, direcionado contra CD90.2 (Thy-1) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Adequado para imunofenotipagem, estudos de marcadores de células T e investigação de interações célula-célula na sinaptogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	AcMo de coelho PE/Cyanine7 anti-CD90.2 de camundongo
Observações/Apelidos	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	7070
ID do gene (camundongo)	21838
Imunógeno	Proteína recombinante de CD90.2 de camundongo
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P01831
Peso da proteína	18 kDa
Transporte	Bolsa de gelo