


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd95/Fas De Camundongo Conjugado Com Pe/Cyanine7 Para Fc - P25446

Número do item: CM0009973



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE/Cyanine7 contra CD95/FAS de camundongo (UniProt P25446), validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o receptor mediador de apoptose envolvido na tolerância de células T. Ideal para estudos de morte celular e regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD95/FAS de camundongo conjugado com PE/Cyanine7
Observações/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	355
GeneID	14102
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-169 de CD95/FAS de camundongo (NP_032013.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P25446
Peso da Proteína	37KDa
Envio	Bolsa de gelo